



► **EN** Pump Set | **ES** Set de extracción | **PT** Kit de extração | **EL** Σετ άντλησης | **HE** ערכת שאיבה

Before using for the first time | Antes del primer uso | Antes da primeira utilização | Πριν από την πρώτη χρήση | לפני השימוש הראשון


- 1**
- Check all parts for damage
  - Compruebe todas las piezas para detectar desperfectos
  - Verifique todas as peças quanto a danos
  - Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα για τυχόν φθορές
  - בדקי שהחלקים לא ניזוקו



- 2**
- Wash parts thoroughly
  - Lave exhaustivamente los componentes
  - Lave muito bem as peças
  - Πλύντε τα εξαρτήματα σχολαστικά
  - שטפי את החלקים היטב



- 3**
- Boil at least for 5 minutes
  - Deje hervir durante un mínimo de 5 minutos
  - Ferva durante pelo menos 5 minutos
  - Αφήστε τα σε νερό που βράζει για 5 λεπτά τουλάχιστον
  - הרתיחי למשך 5 דקות לפחות



Please refer to instructions for use for more detailed information | Si desea obtener información más detallada, consulte las instrucciones de uso | Consulte as instruções de utilização para obter informações mais detalhadas | Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης | עייני בהוראות השימוש לקבלת מידע מפורט יותר

► **EN** Assembling the connector | **ES** Montaje del conector | **PT** Montagem do conector | **EL** Συναρμολόγηση του συνδετικού | **HE** תרכיב את החבר

**EN** Place the membrane loosely into the connector with the flap into the opening (see arrow).



**ES** Introduzca la membrana en el conector sin apretarla, colocando la solapa en la abertura (véase la flecha).

**PT** Introduza a membrana no conector sem forçar, com a aba na abertura (veja a seta).

**EL** Τοποθετήστε χαλαρά τη μεμβράνη μέσα στο συνδετικό, με το πτερύγιο μέσα στο άνοιγμα. (βλ. βέλος).

**HE** הנח את הממברנה בצורה רופפת בתוך החבר (ראי את הציור).

**EN** Carefully close the connector lid until it audibly clicks. You should not need to force it. If it is hard to close, make sure that you have placed the membrane correctly.



**ES** Cierre la tapa del conector con cuidado hasta que oiga un clic. No debería ser necesario forzarla. Si resulta difícil cerrarla, asegúrese de haber colocado la membrana correctamente.

**PT** Feche a tampa do conector com cuidado até ouvir um clique. Não deve ser necessário fazer força. Se for difícil de fechar, certifique-se de que introduziu a membrana corretamente.

**EL** Κλείστε προσεκτικά το καπάκι του συνδετικού, μέχρι να ακουστεί ένα χαρακτηριστικό "κλικ". Δεν χρειάζεται να ασκήσετε πίεση. Αν δυσκολεύεστε να κλείσετε το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τη μεμβράνη.

**HE** סגרי בזהירות את מסגרת החבר עד שישמע קול "קליק". אין להפעיל עליו כוח. אם קשה לסגור וישמיע קול, ודאי שמיתקם את הממברנה כשורה.

► **EN** Expression | **ES** Extracción | **PT** Modo de extração | **EL** Άντληση | **HE** שאיבת חלב

**EN** Center your nipple in the tunnel. Hold the breast shield with thumb and index finger. The oval breast shield offers more gentle and comfortable expression to optimise milk flow compared to round breast shields.



**ES** Centre el pezón en el túnel. Sujete el embudo con ayuda del pulgar y el índice.

El embudo con forma ovalada ofrece una extracción más suave y cómoda, lo que permite optimizar el flujo de leche en comparación con los embudos redondos.

**PT** Centre o seu mamilo no canal. Segure no funil com o polegar e o indicador. O funil oval permite um modo de extração mais suave e confortável para otimizar o fluxo de leite, em comparação com os funis redondos.

**EL** Κεντράρετε τη θηλή σας στο σωλήνα της χοάνης. Κρατήστε τη χοάνη με τη βοήθεια του αντίχειρα και του δείκτη σας.

Η οβάλ σχήματος χοάνη προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και άνεση κατά την άντληση γαλακτός, σε σύγκριση με τις χοάνες στρογγυλού σχήματος.

**HE** הנח את הנipple במרכז התעלה. הצמיד את ראש השאיבה באמצעות האגודל והאצבע המורה.

ראש השאיבה האליפטי מספק שאיבת חלב עדינה ונוחה יותר כדי למצב את זרימת החלב בהשוואה לראשי השאיבה העגולים.

► **EN** Storage of breast milk

**ES** Almacenamiento de leche materna

**PT** Armazenamento do leite materno

**EL** Φύλαξη μητρικού γάλακτος

**HE** אחסון של חלב אם

	 16–26°C 60–78°F	 ≤ 4°C ≤ 39°F	 -18 – -20°C 0 – -4°F	
		 ≤ 6 h	 ≤ 5 d	 ≤ 180 d [-18°C / 0°F] ≤ 365 d [-20°C / -4°F]
		 ≤ 4 h	 ≤ 4 d	 ≤ 90 d